


GEBRUIK VAN EEN ELLIPTA*(Anoro, Relvar)***RICHTLIJNEN VOOR GEBRUIK**

1. Neem een rechthoudende houding aan.
2. Open de beschermkap van de inhalator. De inhalator niet schudden!
3. Klap het beschermkapje van de inhalator helemaal open tot u een klik hoort.
4. Het geneesmiddel kan nu geïnhaald worden. De dosisteller telt met 1 af om dit te bevestigen.
5. Adem zo diep mogelijk uit. Niet uitademen in de inhalator!
6. Plaats het mondstuk tussen uw lippen en sluit uw lippen er stevig omheen. Blokkeer de luchtopening niet met uw vingers.
7. Adem eenmaal lang, gelijkmatig en diep in. Houd uw adem vervolgens zo lang mogelijk in (tenminste 3-4 seconden)
8. Adem langzaam en rustig uit.
9. Spoel de mond met water en spuw het water weer uit.
10. Na gebruik kan u het mondstuk afwrijven met een droog doekje; zet het beschermkapje weer op de inhalator.
11. Controleer op de dosisteller hoeveel dosissen er nog in de inhalator zitten.

